

Nouveau



Le Silicone Hydrogel usinable

Le 1^{er} mars 2008 Contamac a rajouté DEFINITIVE, le nouveau silicone hydrogel, à sa gamme de matériaux leader.

Contamac a développé **DEFINITIVE**, le nouveau silicone hydrogel, comme matériau de référence pour une nouvelle génération de matériaux usinables en utilisant les technologies de pointe pour créer une matrice polymère avancée. Avec ses caractéristiques de surface uniques, un excellent confort sur l'œil et un haut Dk, le porteur de lentilles n'a plus qu'à demander **DEFINITIVE**.

L'Université d'Alabama aux Etats-Unis a indépendamment vérifié que le Dk de **DEFINITIVE** est supérieur à 60 Barrers.

Contamac a optimisé la composition chimique afin de permettre aux laboratoires d'usiner **DEFINITIVE** de la même façon que d'autres matériaux de haute hydrophilie. Cependant, à la différence d'autres matériaux de haute hydrophilie, **DEFINITIVE** offre une rétention d'eau sur l'œil exceptionnelle et ainsi une excellente stabilité.

DEFINITIVE offre aussi une surface qui est de nature mouillable et nécessite aucun traitement de surface. Il a la même souplesse qu'un matériau traditionnel à moyenne hydrophilie et ne souffre donc pas des complications mécaniques liées à d'autres silicone hydrogels.

DEFINITIVE a permis à nos clients de fabriquer des lentilles de contact qui offrent une excellente acuité visuelle et un confort sur l'œil exceptionnelle et ses caractéristiques permettent de fabriquer une large gamme de géométries.

Contamac – Focused on the Future!

Pour plus d'informations veuillez contacter notre service commercial à sales@contamac.co.uk ou par téléphone au +44 (0)1799 542000