

Neu



## Das drehbare Silikon Hydrogel

**Am 1. März erweiterte Contamac sein marktführendes Angebot an Contactlinsenmaterialien durch DEFINITIVE, das neue Silikon Hydrogel.**

Contamac entwickelte **DEFINITIVE**, das neue Silikon Hydrogel, als Maßstab für eine neue Generation von drehbaren Materialien, unter Verwendung der neuesten Technologien, um eine zukunftsweisende Polymermatrix zu kreieren. Dank seinen einzigartigen Oberflächeneigenschaften, einem hervorragenden Tragekomfort und einem hohen Dk Wert, muss der Linsenträger nur noch nach **DEFINITIVE** fragen.

Die Universität von Alabama in den USA hat das Material unabhängig getestet, und einen Dk Wert von über 60 Barrers bestätigt.

Contamac hat die chemische Zusammensetzung optimiert, um Linsenherstellern ein Material geben zu können, das ihnen erlaubt, **DEFINITIVE** genau wie andere hochwasserhaltige Materialien zu bearbeiten. Aber im Gegensatz zu anderen hochwasserhaltigen Materialien bietet **DEFINITIVE** eine ausgezeichnete Wasserbindung am Auge und dadurch eine exzellente Stabilität.

**DEFINITIVE** bietet auch eine von Natur aus benetzbare Oberfläche, die keine Behandlung braucht. Es ist gleich biegsam wie ein traditionelles mittelwasserhaltiges Weichlinsenmaterial, und leidet deshalb nicht an die mechanischen Problemen von anderen Silikon Hydrogels.

Linsen mit hervorragendem Visus und Komfort am Auge werden aus **DEFINITIVE** hergestellt, und seine Eigenschaften ermöglichen eine breite Palette an Linsengeometrien.

*Contamac – Focused on the Future!*

Für weitere Informationen setzen Sie sich mit unserem Verkaufsteam in Verbindung unter [sales@contamac.co.uk](mailto:sales@contamac.co.uk) oder telefonisch unter +44 (0)1799 542000