

*Presentiamo*



### *Il Silicone Di Hydrogel per tornitura*

L'1 marzo del 2008, Contamac ha sviluppato **DEFINITIVE**, il Silicone Hydrogel, che rappresenta un punto di riferimento per la nuova generazione di materiali lavorabili al tornio, utilizzando l'ultima tecnologia con la sua avanzata matrice polimerica. Con le sue qualità uniche di superficie, i suoi eccezionali livelli di comfort sull'occhio ed un elevato livello di Dk, il portatore della lente a contatto non chiederà nient'altro che **DEFINITIVE**.

L'università dell' Alabama ha verificato che la permeabilità all'ossigeno (Dk) di **DEFINITIVE** è superiore a 60 Barrers.

La composizione del polimero è stata ottimizzata per assicurarsi che il materiale **DEFINITIVE** possa essere lavorato allo stesso modo di qualunque altro materiale per lente a contatto ad alto contenuto di acqua.

Tuttavia, diversamente dagli altri materiali ad alto contenuto idrico, **DEFINITIVE** mostra un'eccezionale ritenzione idrica sull'occhio unita ad una eccellente stabilità.

**DEFINITIVE**, inoltre, offre un'adeguata bagnabilità alla superficie della lente che, quindi, non necessita di ulteriori trattamenti. Ha la stessa rigidità di un materiale convenzionale per lenti a contatto a medio contenuto idrico e, quindi, evita le complicazioni meccaniche connesse ad altri materiali in silicone hydrogel.

Lenti di eccellente acuità visiva ed eccezionale comfort sull'occhio vengono prodotte usando il materiale **DEFINITIVE** e le sue proprietà lo rendono adatto per la produzione di una vasta gamma di geometrie di lenti a contatto.

*Contamac – focalizzata sul futuro!*

Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro reparto di vendite sul email: [sales@contamac.co.uk](mailto:sales@contamac.co.uk) o per telefono; + 44 (0) 1799 542000